

Peptidylpeptidase A [ACE];P NPU29069

Metodeblad nr. M-184/09

Udarbejdet af: Anders Berg Wulff	Taget i brug: 27-10-2025	Revision: 27-10-2028
	Erstatter: 10-06-2024	

GENERELT				
Ansvarlig KBA analysesektion		KEMI		
Indikation og resultatvurdering		P-Peptidylpeptidase A [ACE] benyttes i diagnostikken og monitoreringen af sarkoidose. Høje værdier kan tyde på sarkoidose. Sundhed.dk angiver en sensitivitet for sarkoidose på 60% og en specificitet på 90%. ACE er en god aktivitetsparameter til monitorering af sarkoidose. ACE stiger før progression kan påvises klinisk og ved røntgen og falder ved remission. Behandling med ACE-hæmmer reducerer den målte ACE aktivitet.		
Analysenavn og kode i SP		Navn: P-ACE (Peptidylpeptidase A), NPU29069 Kode: Peptidyl		
Analysenavn og kode i LABKA		Peptidylpeptidase A [ACE];P NPU29069		
Analysenavn og kode i WebReq		Analysen kan ikke rekvireres i WebReq		
Enhed		U/L		
Prøvemateriale og rørtype		Serum taget i Vacuette® glas med rød prop og sort ring, indeholdende clot activator.		
Mindste prøvemængde		Et fyldt glas		
Prøvetagning herunder særlige forhold		Ingen særlige		
Referenceinterval		6 mdr. - < 18 år: 29 - 112 U/L 18 år – 125 år: 13 - 64 U/L		
Ringegrænser		Ingen		
Udførende laboratorie		Udføres på Gentofte matriklen. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital		
Analyseringshyppighed		Døgnet rundt alle ugens dage.		
Svartid (efter modtagelse af prøve)		Svartid for 90% af analyserne er maksimalt 60 minutter. For praksisprøver svares samme dag.		
Prøvehåndtering		Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis
		Centrifuger prøven, og fjern serum fra cellulært materiale inden for 3 timer fra prøvetagning.		
Holdbarhed		Fuldblod: 3 timer ved 21°C Afpipetteret: 7 dage ved 2-8°C Afpipetteret: 6 mdr. ved -20°C		

Peptidyl dipeptidase A [ACE]; P NPU29069

Metodeblad nr. M-184/09

Forsendelse	Intern transport	Region H's transport- ordning eller Postnord som quick- brev i boblekuvert til ”Biologisk stof kate- gori B”	Region H's trans- portordning ved 21 °C
Præanalytiske fejlkilder	Behandling med ACE-hæmmer.		
METODEBESKRIVELSE			
CE mærket analyse <i>(apparatur og reagens i kombination)</i>	Ja		
Akkrediteret analyse	Nej		
Metrologisk sporbarhed <i>(rutinemålingens sporbarhed til referen- cemateriale og/el. –metode)</i>	Sporbar til et internt master kalibrator materiale hos Sentinel Diagnostics.		
Analyseprincip	Absorptionsfotometrisk bestemmelse af enzymaktivitet.		
Apparatur	Atellica CH		
Kalibrator	Sentinel Diagnostics ACE Calibrator		
Reagens	Sentinel Diagnostics ACE Liquid		
Ekstern kvalitetskontrol	Labquality Angiotensin convertase (ACE), 2 niveauer. Produkt nr: 4009.		
Præcisionskontrolmaterialer <i>(navn, producent, materialetype)</i>	Sentinel Diagnostics ACE Control Set Normal	Sentinel Diagnostics ACE Control Set Elevated	
Kontrolniveauer	32 U/L	106 U/L	
Intermediær præcision <i>(CV_{oprundet} inkl. instru. spred.)</i>	12%	9%	
Ekspanderet måleusikkerhed <i>(k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet)</i>	24%	18%	
Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analy- semetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 45 % beregnet på baggrund af en skønnet biologisk varia- tion på 12,5 %		
Måleområde (total) standard analysemåleområde måleområde fortynding <i>(udstyr)</i>	8 - 1200 U/L 8 - 120 U/L 8 – 1200 U/L		
Interferens <i>(hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)</i>	Hæmolyseret, ikterisk og lipæmisk serum kan ikke benyttes.		
Bemærkninger	Ingen særlige.		

Peptidyldipeptidase A [ACE];P NPU29069

Metodeblad nr. M-184/09

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
27-10-2025	Ændret måleområde og holdbarhed	AOLS0291
10-06-2024	Planlagt revision. Reference-interval vurderet og fundet fortsat anvendeligt ud fra patientmedianer.	AWUL0013