

Albumin;U NPU19677 (akkrediteret)
Albumin / Kreatinin-ratio;U NPU19661 (akkrediteret)
Albumin;Pt(U) NPU19680 (ej akkrediteret)



Metodeblad nr. M-082/13

Udarbejdet af: Anders Berg Wulff	Taget i brug: 04-05-2026 Erstatter: 27-10-2025	Revision: 04-05-2029
--	---	-----------------------------

GENERELT	
Ansvarlig KBA analysesektion	KEMI
Indikation og resultatvurdering	Mistanke om og kontrol af diabetisk nefropati Mistanke om og kontrol af nefropati ved hypertension
Analysenavn og kode i SP	ALBUMIN (LOKAL);U (alias UALB) EPC00044 Albumin / Kreatinin-masseratio;U NPU19661
Analysenavn og kode i LABKA	U-Albumin (Lokal) EPC00044 U-Albumin UALB NPU19677 Pt(U)-Albumin DUALB NPU19680 U-Albumin / Kreatinin;masseratio NPU19661
Analysenavn og kode i WebReq	Albumin;U NPU19677 Albumin / Kreatinin-ratio;U NPU19661
Enhed	U-Albumin: mg/L Pt(U)-Albumin: mg/d U-Albumin / Kreatinin-masseratio: $\times 10^{-3}$ (ratio)
Prøvemateriale og rørtype	Vacurette glas 6,5 mL med gul prop uden tilsætning
Mindste prøvemængde	2 ml.
Prøvetagning herunder særlige forhold	Ved døgnurinopsamling, hvor der ønskes svar på Pt(U)-Albumin skal der i SP noteres: • Diuresen i mL • Urinopsamlingsperioden i halve eller hele timer Hvis diuresen er mellem 200-9999 mL og urinopsamlingsperioden er mellem 22,5 -25,5 timer, afgives der svar på: NPU19680 Pt(U)—Albumin; massehast.(proc.) ellers afgives der svar på: NPU19677 U—Albumin; masse.(proc.)
Kliniske beslutningsgrænser	U-Albumin: Alle: < 20 mg/L Pt(U)-Albumin: Voksne ≥ 18 år: < 30 mg/d U-Albumin / Kreatinin-masseratio: $\times 10^{-3}$ (ratio) 6 måneder til 2 år: $< 42 \times 10^{-3}$ ≥ 2 år: $< 30 \times 10^{-3}$
Ringegrænser	Ingen

Albumin;U NPU19677 (akkrediteret)
Albumin / Kreatinin-ratio;U NPU19661 (akkrediteret)
Albumin;Pt(U) NPU19680 (ej akkrediteret)



Metodeblad nr. M-082/13

Udførende laboratorie	Herlev og Gentofte		
Analyseringshyppighed	Analyseres hele døgnet dagligt		
Svartid (<i>efter modtagelse af prøve</i>)	Svartid for 90% af analyserne er maksimalt 60 minutter. For praksisprøver svares samme dag.		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis
	Ingen særlige forholdsregler		Opbevares i klimaskab indtil afhentning.
Holdbarhed	1 uge ved 21° C 2 uger på køl ved 2-8° C		1 uge i klimaskab ved 21° C 2 uger på køl ved 2-8° C
Forsendelse	Intern transport	Region H's transportordning eller Postnord som quickbrev i boblekuvert til "Biologisk stof kategori B"	Region H's transportordning ved 21 °C
Præanalytiske fejlkilder	Kontaminering med blod		
METODEBESKRIVELSE	<i>kun udfyldt for analyser udført af KBA HGH</i>		
CE mærket analyse (<i>apparat og reagens i kombination</i>)	Ja		
Akkrediteret analyse	Ja – Albumin;U NPU19677 (akkrediteret) Ja – Albumin / Kreatinin-ratio;U NPU19661 Nej - Albumin;Pt(U) NPU19680		
Metrologisk sporbarhed (<i>rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode</i>)	Ifølge Siemens er Atellica CH μ ALB ₂ -analysestandardiseringen sporbar til en intern standard.		
Analyseprincip	PEG-forbedret immunoturbidimetrisk metode. Urin-albumin / kreatinin-masseratio bestemmes som: $\frac{U\text{-Albumin; massek. (mg/L)}}{U\text{-Creatininium; stofk. (mmol/L)}} \times 0,113 \text{ g/mmol}$ hvor 0,113 er molekylvægten for creatininium.		
Apparatur	Atellica CH		
Kalibrator	Atellica CH μ ALB ₂ CAL, REF 11099435.		
Reagens	Atellica CH μ ALB ₂ , REF 11097610		
Ekstern kvalitetskontrol	DEKS Almen Urinprogram 3055. 4 udsendelser årligt.		

Albumin;U NPU19677 (akkrediteret)
Albumin / Kreatinin-ratio;U NPU19661 (akkrediteret)
Albumin;Pt(U) NPU19680 (ej akkrediteret)



Metodeblad nr. M-082/13

Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	BioRad Liquichek Urine Chemistry Control Level 1	BioRad Liquichek Urine Chemistry Control Level 2
Kontrolniveauer	23 mg/L	92 mg/L
Intermediær præcision (<i>CV_{oprundet} inkl. instru. spred.</i>)	10%	10%
Ekspanderet måleusikkerhed (<i>k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet</i>)	20%	20%
Mindste relevante kliniske difference	For U-Albumin: Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 104 % beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 36 %. Den mindste kliniske signifikante forskel kan dog variere individer imellem.	
Måleområde (total) standard analysemåleområde måleområde fortynding (<i>udstyr</i>) måleområde opkonc. (<i>udstyr</i>) yderligere fortynding (<i>ja/nej</i>)	3 mg/L - 3800 mg/L (fortyndes manuelt herover) 3 mg/L – 380 mg/L 30 mg/L - 3800 mg/L Ja – fortyndes manuelt til resultat.	
Interferens (<i>hæmolyse, icterus, lipæmi, andet</i>)	Der er ingen interferens fra hæmoglobin i op til følgende koncentrationer: Hæmoglobin: 0,31 mmol/L	
Bemærkninger	Ingen	

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
04-05-2026	Gennemgået ved revision. Tilføjet beslutningsgrænse for Pt(U)-Albumin for voksne og U-Albumin/kreatinin.	AWUL0013
27-10-2025	Ændret holdbarhed	AOLS0291
24-09-2025	Planlagt revision. Intermediær præcision, usikkerhed og MRKD justeret.	AWUL0013