

Koagulationsfaktor II+VII+X; P NPU18878

Metodeblad nr. M-209/03

Udarbejdet af: Signe Vedel Krogh	Taget i brug: 02.05.2024	Revision: 02.05.2027
	Erstatter: 19.01.2022	

GENERELT			
Ansvarlig KBA analysesektion	Hæmatologi og koagulation		
Indikation og resultatvurdering	Koagulationsfaktor II+VII+X bruges til: • Kontrol af koagulationssystemets eksterne vej og fælles vej, fx ved blødningsudredning • Kontrol af leverfunktion da koagulationsfaktor II, VII og X dannes i leveren Nedsat koagulationsfaktor II+VII+X kan således skyldes koagulationsfaktor mangel af forskellige årsager samt antikoagulant behandling. Analysen bør ikke anvendes til kontrol af patienter i antikoagulationsbehandling, da den ikke er følsom nok og resultater ikke kan sammenlignes mellem laboratorier		
Analysenavn og kode i SP	Koagulationsfaktor II+VII+X;P og NPU18878		
Analysenavn og kode i LABKA	P-Koagulationsfaktor II+VII+X og KF2710		
Analysenavn og kode i WebReq	Kan ikke bestilles i praksis		
Enhed	Ratio		
Prøvemateriale og rørtype	Citratplasma Blå2,0H (blå/hvid prop)		
Mindste prøvemængde	Glasset skal fyldes helt for at undgå forkert fortynding		
Prøvetagning herunder særlige forhold	Ingen		
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	1 dag-1 måned: >0,40 >1 måned: >0,60		
Ringegrænser	Ingen		
Udførende laboratorie	Herlev KBA		
Analyseringshyppighed	Døgnet rundt alle ugens dage		
Svartid (<i>efter modtagelse af prøve</i>)	Svartid for 90 % af analyserne er maksimalt 60 minutter		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis/Filialer
	Sendes med rørpost eller afleveres umiddelbart efter prøvetagning til Klinisk Biokemisk Afdeling		

Koagulationsfaktor II+VII+X; P NPU18878

Metodeblad nr. M-209/03

Holdbarhed	Fuldblod: 24 timer ved stuetemperatur. Må ikke komme på køl. Der afgives svar med forbehold ved holdbarhed overskredet med $\leq 50\%$. Ved holdbarhed overskredet $> 50\%$ mislykkes prøven. Afpipetteret plasma har samme holdbarhed som fuldblod.		
Forsendelse	Intern transport		
Præanalytiske fejlkilder	• Koagler i blodprøve. • Forkert blandingsforhold af blod og citrat. Hvis blodprøveglasset ikke er fyldt korrekt, mislykkes prøven. • Antikoagulant behandling kan give lavt faktor II-VII-X resultat, som ikke afspejler patientens egen produktion af koagulationsfaktorerne.		
METODEBESKRIVELSE			
CE mærket analyse <i>(apparat og reagens i kombination)</i>	Ja		
Akkrediteret analyse	Nej		
Metrologisk sporbarhed <i>(rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode)</i>	DEKS normal kalibrator er sporbar til de internationale referencepræparationer WHO 4th International Standard Thromboplastin, Human, Recombinant, Plain (rTF/09) og WHO International Standard Thromboplastin, Rabbit, Plain (RBT/05).		
Analyseprincip	Koagulationsaktiviteten bestemmes som en clotanalyse ved tilsætning af MediRox Owrens PT reagens der indeholder vævstromboplastin fra dyr samt plasma, der mangler faktor II, VII og X, men indeholder alle andre koagulationsfaktorer. Når dette blandes med patientens plasma vil koagulationstiden være afhængig af patient-plasmaets indhold af faktor II, VII og X. Clotdannelsen måles optisk. Den målte koagulationstid omsættes til ratio i forhold til normal ved brug af kalibreringskurve fremstillet ved fortyndinger af normalplasma.		
Apparatur	Sysmex CS5100		
Kalibrator	DEKS kalibrator normal.		
Reagens	MediRox Owrens PT		
Ekstern kvalitetskontrol	DEKS 3046 DK Koagulation med 5 udsendelser årligt.		

Koagulationsfaktor II+VII+X; P NPU18878

Metodeblad nr. M-209/03

Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	Siemens Kontrolplasma – CONTROL N	MediRox OKP
Kontrolniveauer	1,0	0,20
Intermediær præcision (CV _{oprundet} inkl. instru. spred.)	6,5%	3,5%
Ekspanderet måleusikkerhed (k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet)	13,4%	6,8%
Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 16% beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 2,5%	
Måleområde (total) standard analysemåleområde måleområde fortynding (udstyr) måleområde opkonc. (udstyr) yderligere fortynding (ja/nej)	0,1-1,50 Under svares som <0,1 og over svares som >1,50	
Interferens (hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)	Ifølge producentens kitinsert: Reagenset påvirkes ikke af bilirubin op til 0,5 g/L, af lipider op til 10 g/L, af hæmoglobin op til 10 g/L og af heparin op til 1IE/mL.	
Bemærkninger	Koagulationsfaktor II+VII+X kan kun rekvireres på Herlev matriklen. Rekvirering af analysen erstattes automatisk af INR på Gentofte matriklen.	

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
02.05.2024	Revision af CV _{oprundet} , MRKD, usikkerhedsbudget.	SVK