

Zink;P NPU03768

Metodeblad nr. M-256/03

Udarbejdet af: Ditte Iben Persson	Taget i brug: 27-10-2025	Revision: 27-10-2028	
	Erstatter: 15-05-2023		
GENERELT			
Ansvarlig KBA analysesektion	Kemi		
Indikation og resultatvurdering	Bestemmelse af P-Zink benyttes ved kontrol af patienter i parenteral ernæring, ved langvarig diarré, malabsorption, ved mistanke om zinkmangel eller zinkforgiftning samt monitorering ved behandling med zink. Ca. 70-80% af zink i plasma er bundet til albumin. Lavt albumin kan derfor føre til lav måling af p-zink. Behandling med penicillamin, kortikosteorider og thiazider kan sænke niveauet af P-Zink.		
Analysenavn og kode i SP	Zink;P NPU03768		
Analysenavn og kode i LABKA	Navn: P-Zink, Kode: ZINK		
Analysenavn og kode i WebReq	Zink;P NPU03768		
Enhed	µmol/L		
Prøvemateriale og rørtype	Serum. Vacuette® glas med rød prop og sort ring, indeholdende clot-aktivator.		
Mindste prøvemængde	Et fyldt glas		
Prøvetagning herunder særlige forhold	Overhold generelle forholdsregler, når der tages prøver. Håndtér alle prøver som værende potentielt smittefarlige. Følg anbefalede procedurer for indsamling af diagnostiske blodprøver ved venepunktur. Kan bestilles men ikke tages i praksis grundet krav om centrifugering indenfor 2 timer. Må ikke tages som kapillærblod grundet risiko for afsmitning.		
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	Alle: 10 – 19 µmol/L		
Ringegrænser	Ingen.		
Udførende laboratorie	Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling		
Analyseringshyppighed	Døgnet rundt alle ugens dage.		
Svartid (efter modtagelse af prøve)	Svartid for 90% af analyserne er maksimalt 60 minutter. For praksisprøver svares samme dag.		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Filialer
	Skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 2 timer.		

Zink;P NPU03768

Metodeblad nr. M-256/03

Holdbarhed	Holdbarhed i fuldblod: Ved 20-25°C: Centrifugeres indenfor 2 timer og afpipetteres (eller analyseres) senest en time derefter. Holdbarhed afpipetteret: 2 dage ved 20-25°C. 14 dage ved 2-8°C.	
Forsendelse	Sendes med Region H's interne transport	
Præanalytiske fejlkilder	Må ikke tages som kapillærblod grundet risiko for afsmitning.	
METODEBESKRIVELSE		
CE mærket analyse <i>(apparat og reagens i kombination)</i>	Ja	
Akkrediteret analyse	Nej	
Metrologisk sporbarhed <i>(rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode)</i>	NIST SRM 3168a (National Institute of Standards and Technology Standard Reference Material).	
Analyseprincip	Absorptionsfotometri efter farvet kompleksdannelse.	
Apparat	Atellica CH 930	
Kalibrator	Sentinel Diagnostics: Zinc standard	
Reagens	Sentinel Diagnostics: Zinc (ref 17640H)	
Ekstern kvalitetskontrol	DEKS Almen Klinisk Biokemi.	
Præcisionskontrolmaterialer <i>(navn, producent, materialetype)</i>	BIORAD Liquid Assayed Multiquel Level 1 serumbaseret	BIORAD Liquid Assayed Multiquel Level 3 serumbaseret
Kontrolniveauer	14,7 µmol/L	35,5 µmol/L
Intermediær præcision <i>(CV_{oprundet} inkl. instru. spred.)</i>	5,4%	5,2%
Ekspanderet måleusikkerhed <i>(k=2 sv.t. 95% CI på måleresultatet)</i>	10,9%	10,5%
Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 30 % beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 9 %	
Måleområde (total) standard analysemåleområde	1 – 300 µmol/L 1 – 300 µmol/L	
Interferens <i>(hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)</i>	Der ses ingen interferens (<10% bias) ved tilstedeværelse af: Hæmoglobin (500 mg/dL) Bilirubin (680 µmol/L konjugeret og ukonjugeret) Lipæmi (15 mmol/L)	
Bemærkninger	Ingen særlige.	

Zink;P NPU03768

Metodeblad nr. M-256/03

Dato		Initialer
27-10-2025	Ændret måleområde	AOLS0291